

roeko Surgitip-endo

Návod k použití

CS

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

1. POPIS VÝROBKU

Surgitip-endo je odsávací hrot speciálně navržený k sušení kořenových kanálků. Díky většímu průměru hrotu umožňuje Surgitip-endo přístup do kořenových kanálků preparovaných podle ISO 60. Jedná se o ruční zdravotnický prostředek, který se připojuje přímo k odsávacímu systému nebo pomocí adaptéru jako mezikus. Odsávací systém slouží k odsávání tekutiny a nečistot z úst při stomatologickém zákroku. Díky zcela novému designu lze odsávací hrot ohýbat různými směry a dá se snadno zavádět i do obtížně přístupných kořenových kanálků, aniž by bylo nutné hrot ohýbat. Odsávání je vysoce účinné ve všech úhlech a viditelnost není nijak omezena.

2. ÚČEL POUŽITÍ

Surgitip-endo je odsávací hrot určený k odsávání při endodontickém ošetření a speciálně k vysušení kořenového kanálku.

3. SLOŽENÍ

Odsávací hrot Surgitip-endo se skládá z trubičky z PVC a z hrotu, který tvoří spojovací díl, prvek se dvěma kulíčkami a hrot. Součásti hrotu jsou vyrobeny z polypropylenu.

4. INDIKACE/KLINICKÝ PŘÍNOS

Odsávání tekutin během endodontického ošetření. Vysušení kořenového kanálku před vyplněním.

Kořenový kanálek je třeba vysušit účinně. V důkladně vysušeném kořenovém kanálku je zaručena vyšší adheze výplňového materiálu ke stěnám kanálku.

5. KONTRAINDIKACE

žádné

6. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

žádné

7. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY/INTERAKCE

Tento zdravotnický prostředek nevyvolává žádné vzájemné nebo nežádoucí účinky.

8. SKUPINA UŽIVATELŮ/PACIENTŮ

Skupinou uživatelů jsou zubní lékaři a zubní asistenti. Surgitip-endo je vhodný pro všechny skupiny pacientů.

9. PŘÍPRAVA

Surgitip-endo je sterilní zdravotnický prostředek a měl by být vybalován vždy až těsně před použitím v místě zákroku. Garantována je sterilita nepoškozených, neotevřených balení. Pokud jsou obaly před použitím poškozené, musí se zlikvidovat včetně obsahu.

Černá šipka na sterilním sáčku slouží ke snazšímu otevření odlupovacího obalu. Jako spojku mezi odsávacím hrotem a odsávacím zařízením stomatologické soupravy lze použít adaptér. Viz příslušné pokyny pro přípravu adaptéru na opětovné použití.

10. SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Upravte ohebný zelený hrot tak, aby se dal svisle zavést do kořenového kanálku. Hrotem lze otáčet v různých směrech, takže ho není nutné ohýbat.
- Spoje ale nenamáhejte příliš, neměly by být ohýbány o víc než 90°.
- Při odsávání na hrot zlehka poklepejte.
- Aby se odsávací hrot neucpával, můžete ho proplachovat vodou.
- Mimořádně jemný odsávací hrot není vhodný pro odsávání tkáně nebo větších částic. Ty lze odstranit irigací a odsáváním jako obvykle za pomoci hrotu Surgitip-micro nebo Surgitip.

11. ZPŮSOBY OVĚŘENÍ SPRÁVNÉHO POUŽITÍ

žádné

12. OBNOVA, ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE, ÚDRŽBA

žádné

13. ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ

Surgitip-endo je zdravotnický prostředek k jednorázovému použití. Zdravotnický prostředek není určen k tomu, aby byl čištěn a dezinfikován. Po čištění a dezinfekci už nelze zaručit bezpečnost, účinnost a funkčnost výrobku.

14. DOBA POUŽITELNOSTI A UCHOVÁVÁNÍ

Viz datum použitelnosti a symboly pro uchovávání na obalu.

15. LIKVIDACE

Hroty Surgitip-endo lze vyházet do odpadu v ordinaci, nestanovují-li místní předpisy jinak.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

žádné

17. OZNAMOVACÍ POVINNOST

Veškeré závažné nežádoucí příhody, k nimž dojde v souvislosti s výrobkem, je nutno nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu, kde má uživatel své sídlo a/nebo pacient trvalé bydliště.



Glossary



Consult instructions for use



Keep away from sun light



Do not re-use



Keep dry



Limits of temperature



Conformity mark Ukraine



Manufacturer



Use-by date



Single sterile barrier system



Do not re-sterilize



Batch Code



Sterilized using irradiation



Restricted device for professional use only



Medical Device



Date of manufacture



Do not use if package is damaged and consult instructions for use



Catalogue number

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstr. 30
89129 Langenau/Germany
Tel.: +49-7345-805-0
info.de@coltene.com
www.coltene.com

COLTENE