

## FICHA TÉCNICA

<b>REPOSICIÓN DE TOALLITAS DESINFECTANTES BESTDENT</b>		
<b>REFERENCIA</b>	<b>60165:</b> Reposición de toallitas desinfectantes.	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase IIb según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>FABRICANTE/RESPONSABLE</b>	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Toallitas desinfectantes con alcohol para desinfectar de forma rápida productos sanitarios no invasivos. <b>Indicaciones:</b> Limpie la superficie a desinfectar concienzudamente y deje actuar el desinfectante: Para su empleo solo en materiales compatibles con el alcohol (p. ej., no es apto para el metacrilato).	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>100 g de líquido de impregnación contienen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 39,0 g de etanol.</li> <li>• 0,056 g de cloruro de didecildimetilamonio.</li> <li>• Libre de Aldeidos.</li> </ul>	
<b>PRESENTACIÓN</b>	100 toallitas, 13 cm x 20 cm, impregnadas con desinfectante de pulverización y limpieza.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	Las toallitas pueden utilizarse solo durante 28 días tras la primera apertura de la bolsa, conservadas en un contenedor adecuado.	
<b>USO PREVISTO</b>	Para desinfectar de forma rápida productos sanitarios no invasivos.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. <div style="text-align: right;">  </div>	